

Кроличье Rab Против Kdm6A - 22289

Артикул: CM0029001

введение

Кроличье поликлональное антитело против KDM6A мыши (аминокислоты 550-700) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА; перекрестно реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против KDM6A
Примечания/Алиасы	Utx; KDM6A
Вид	Мышь
ID гена (человек)	7403
ID гена (мышь)	22289
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 550-700 KDM6A мыши (NP_033509.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Молекулярная масса белка	154кДа/157кДа
Условия доставки	В пакете со льдом