

Поликлональные Антитела Кролика Против Kdm6B - 216850

Артикул: CM0018690

введение

Поликлональные антитела кролика против Kdm6b (Jmjd3), специфичные к мышиному Kdm6b. Подходят для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с человеческим и мышиным белками. Молекулярная масса белка 176 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против Kdm6b
Примечания/Псевдоним	Jmjd3; 1700064E03Rik; Kdm6b
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	23135
ID гена	216850
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-190 мышиного Kdm6b (NP_001017426.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
Молекулярная масса белка	176 кДа
Доставка	Сумка со льдом