

Кроличья Поликлональная Антитела К Kdm6B - Kdm6B

Артикул: CM0015623

введение

Кроличья поликлональная антитела, нацеленная на мышиный белок Kdm6b (также известный как Jmjd3). Получена против рекомбинантного белка, охватывающего аминокислоты 90-190. Подходит для Вестерн-блота и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с человеческим и мышиным Kdm6b. Прогнозируемая молекулярная масса: 176 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Kdm6b кроличья поликлональная антитела
Примечания/Синонимы	Jmjd3; 1700064E03Rik; Kdm6b
Вид	Мышь
ID гена (человек)	23135
ID гена	216850
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-190 мышиногo Kdm6b (NP_001017426.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
Молекулярная масса белка	176 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом