

Кроличье Моноклональное Антитело К Khdrbs1/Sam68 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q07666

Артикул: CM0005880



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на KHDRBS1/Sam68 (p62/p68). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Идеально для исследований РНК-связывающих белков и передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к KHDRBS1/Sam68
Примечания/Альтернативные названия	p62; p68; Sam68; KHDRBS1/Sam68
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10657
GeneID	10657
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 белка KHDRBS1 человека (Q07666)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07666
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом