


Кроличыи Моноклональные Антитела К Khsrp Для Вб, Игк-П, Ип, Ифа — Q92945

Артикул: CM0005696



введение

Кроличыи моноклональные антитела к KHSRP, валидированные для ВБ, ИГК-П, ИП, ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Распознают белок 2, связывающий дальний верхнепоточный элемент (FUBP2), РНК-связывающий белок массой 73 кДа, участвующий в сплайсинге, транспорте и деградации мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи МАТ к KHSRP
Примечания/Алиасы	p75, FBP2, KSRP, FUBP2, KHSRP
Вид	Человек
ID гена (человек)	8570
ID гена	8570
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–180 человеческого KHSRP (Q92945)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q92945
Масса белка	73 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом