

Кроличья Поликлональная Антитело К Kiaa0391/Prorp Для Вб И Ифа - O15091

Артикул: CM0024996



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого KIAA0391/PRORP, валидированная для вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с крысой. Подходит для изучения процессинга митохондриальной тРНК и комплекса рибонуклеазы Р.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIAA0391 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	MRPP3; COXPD54; KIAA0391
Вид	Человек
ID гена (человек)	9692
ID гена	9692
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 314–583 человеческого KIAA0391 (NP_055487.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	O15091
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	Холодоильный пакет