

Поликлональное Антитело Кролика К Kiaa0513 Для Вб И Ифа - O60268

Артикул: CM0017876

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против KIAA0513, валидировано для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА на образцах человека и мыши. Идеально подходит для изучения локализации цитоплазматического белка в тканях мозга и его потенциальной роли в нейروпсихиатрических заболеваниях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	KIAA0513 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	KIAA0513
Вид	Человек
ID гена (человек)	9764
ID гена	9764
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-301 человеческого KIAA0513 (NP_001273494.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O60268
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Холодовая упаковка