

Поликлональное Антитело Кролика К Klf17 Для Wb И Elisa - Q5Jt82

Артикул: CM0015180

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий KLF17, валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью к мыши. Подходит для исследований транскрипционной регуляции, эпителиально-мезенхимального перехода и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLF17 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	ZLF393; ZNF393; Zfp393; KLF17
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	128209
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210–389 человеческого KLF17 (NP_775755.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q5JT82
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом