

Кроличья Поликлональная Антитело К Klf6 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа - Q99612

Артикул: CM0016430

введение

Кроличья поликлональная антитело к KLF6 для детекции человеческого KLF6 (ZF9/COPEB) — цинк-пальцевого транскрипционного фактора. Валидирована для WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА; перекрестно реагирует с мышинным белком. Получена из кролика, доставляется в пакетах со льдом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLF6 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	GBF; ZF9; BCD1; CBA1; CPBP; PAC1; ST12; COPEB; KLF6
Вид	Человек
ID гена (человек)	1316
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 40–200 человеческого KLF6 (NP_001291.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q99612
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Пакет со льдом