

Кроличья Поликлональная Антитело К Klhl9 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9P2J3

Артикул: CM0014287

введение

Кроличье поликлональное антитело, полученное против человеческого KLHL9, валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными гомологами. Подходит для исследования митотического прогресса и цитокинеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLHL9 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	KLHL9
Вид источника антигена	Человек
ID гена (человек)	55958
ID гена	55958
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-100 человеческого KLHL9 (NP_061335.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9P2J3
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	С сумкой-холодильником