


Кроличье Поликлональное Антитело К Klk10 (Nes1) Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - O43240

Артикул: CM0026177



введение

Рекомбинантное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий калликреин-10 (KLK10/NES1), валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА. Детектирует KLK10 человека, мыши, крысы. Антиген-супрессор опухолей для исследований в онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к KLK10
Примечания/Альтернативные названия	NES1; PRSSL1; KLK10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5655
GeneID	5655
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 43-276 человеческого KLK10 (NP_665895.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43240
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом