


[KO Validated] Кроличье Моноклональное Антитело К Acly Для Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P53396

Артикул: CM0011316



введение

Кроличье моноклональное антитело к ACLY, валидированное для методов вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции и ELISA; распознает ACLY человека, мыши и крысы; молекулярная масса 121 кДа. Подходит для метаболических исследований и исследований рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] Кроличье моноклональное антитело к ACLY
Примечания/Синонимы	ACL; ATPCL; CLATP; ACLY
Вид	Человек
GeneID (Человек)	47
GeneID	47
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P53396
Молекулярная масса белка	121 кДа
Транспортировка	Хладопакет