

[Ко Валидировано] Моноклональное Антитело Против А-Катенина Для Вестерн-Блоттинга - P35221

Артикул: CM0002574



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого α -Катенина (Alpha E-catenin, CTNNA1). Валидировано методом нокаута (KO) для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований клеточной адгезии и соединений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO валидировано] α -Катенин, кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	MDBS2; MDPT2; CAP102; in
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1495
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого α -Катенина (P35221)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35221
Молекулярная масса белка	100 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом