

Ко-Валидированные Поликлональные Антитела Кролика К Abcf2 Для Wb, Elisa - Q9Ug63

Артикул: CM0017938

введение

КО-валидированные поликлональные антитела кролика к ABCF2, проверенные методами вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью к белкам человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований ABC-транспортеров и разработки диагностических тестов, поставляются компанией CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО-валидированные] Поликлональные антитела кролика к ABCF2
Примечания/Синонимы	ABC28; HUSSY18; HUSSY-18; EST133090; F2
Вид	Человек
ID гена	10061 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 ABCF2 человека (NP_005683.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UG63
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом