


[Валидировано На Ко] Кроличья Поликлональная Антитело Против Aif Для Wb, If, Ihc, Elisa - O95831

Артикул: CM0026153



введение

Надежное валидированное на КО кроличье поликлональное антитело против AIF для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Обнаруживает AIF человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований апоптоза и митохондрий. Целевая молекулярная масса 67 кДа. Swiss-Prot: O95831.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] AIF кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMSD; PDCD8; COXPD6; SEMDHL; IF
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9131
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 334-613 человеческого AIF (NP_004199.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95831
Молекулярный вес белка	67 кДа
Доставка	Сумка-холодозлемент