

[Ко Валидировано] Кроличья Поликлональная Антитела Против Ajuba Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q96If1

Артикул: CM0023880

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого белка Ajuba, валидированные методом нокаута. Подходят для Вестерн-блоттинга и ELISA; перекрестно реагируют с человеческим и крысиным белком. Для исследований клеточной адгезии, передачи сигналов и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Ajuba Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	JUB; ba
Вид	Человек
ID гена	84962
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 201-290 человеческого белка Ajuba (NP_116265.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q96IF1
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом