

## [KO Валидировано] Кроличье Моноклональное Антитело Против Ak2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P54819

Артикул: CM0002691



### введение

[КО Валидировано] Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческую аденилаткиназу 2 (AK2). Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ICC и ELISA. Распознает AK2 человека, мыши и крысы. AK2 имеет ключевое значение для клеточного энергетического гомеостаза и гемопоэза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | [KO Валидировано] Кроличье mAb против AK2                                                                           |
| Примечания/Алиасы         | ADK2; K2                                                                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                             |
| GeneID (Человек)          | 204                                                                                                                 |
| GeneID                    | 204                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого AK2 (P54819). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                              |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                             |
| Применение                | Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                |
| SWISS                     | P54819                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 26 кДа                                                                                                              |
| Доставка                  | В пакете со льдом                                                                                                   |