

[Валидация KO] Поликлональное Кроличье Антитело Против Альфа-Катенина - P35221

Артикул: CM0029706



введение

Валидированное по нокауту (KO) поликлональное кроличье антитело к человеческому альфа-катенину (CTNNA1) для Вестерн-блота, ИГХ-П, иммунопреципитации и ИФА; проявляет перекрестную реактивность с мышинными и крысиными ортологами; идеально подходит для исследований клеточной адгезии и межклеточных соединений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KO] α-Катенин кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MDBS2; MDPT2; CAP102; in
Вид	Человек
ID гена (человек)	1495
ID гена	1495
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 637-906 человеческого α-катенина (NP_001894.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35221
Молекулярная масса белка	100 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего геля