


Ко-Валидированное Моноклональное Антитело Против Альфа-Синуклеина Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Иф, Ифа - P37840

Артикул: CM0011842



введение

Мышиное моноклональное антитело против человеческого альфа-синуклеина, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований болезни Паркинсона и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] Моноклональное антитело против альфа-синуклеина, мышиное
Примечания/Альтернативные названия	PD1; NACP; PARK1; PARK4
Вид	Человек
ID гена	6622
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, соответствующий аминокислотам 1-140 человеческого альфа-синуклеина (NP_000336.1)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунофлуоресценция на срезах парафиновых блоков (IF-P), иммуногистохимия на срезах парафиновых блоков (IHC-P), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P37840
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом