


[Валидировано На Ко] Кроличья Поликлональная Антитело Против $AMPK\alpha 2$ Для Вестерн-Блоттинга, IF/ICC, Ифа - P54646

Артикул: CM0028623



введение

Кроличья поликлональная антитело (pAb) против $AMPK\alpha 2$, валидированное на КО, для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ИФА. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Обнаруживает каталитическую субъединицу AMPK альфа-2 массой 62 кДа. Идеально подходит для исследований энергетического метаболизма и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] $AMPK\alpha 2$ Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	AMPK; AMPK2; PRKAA; $AMPK\alpha 2$; $\alpha 2$
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5563
GeneID	5563
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54646
Молекулярная масса белка	62kDa
Доставка	В ледяном пакете