

Валидированное На Ко Поликлональное Антитело Против Ankrd52 Для Wb, Elisa - Q8Nb46

Артикул: CM0021164

введение

Валидированное на КО кроличье поликлональное антитело, направленное на ANKRD52, регуляторную субъ субъединицу протеинфосфатазы б. Подходит для WB и ELISA, перекрестно реагирует с ANKRD52 человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] ANKRD52 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	ANKRD33; 52
Вид	Человек
GeneID	283373
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 450-660 человеческого ANKRD52 (NP_775866.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NB46
Молекулярный вес белка	115кДа
Доставка	Сумка со льдом