


[Ко Валидировано] Кроличья Поликлональная Антитело Против Arhgef1 - Q92888

Артикул: CM0026215



введение

Валидированный методом нокаута (KO) кроличий поликлональный антитело, нацеленное на человеческий ARHGEF1, Rho-гуаниновый нуклеотид-обменный фактор. Подходит для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA. Детектирует эндогенный белок. Перекрестно реагирует с человеческим и крысиным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Валидировано] ARHGEF1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	LSC; GEF1; IMD62; LBCL2; SUB1.5; P115-RHOGEF; F1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9138
GeneID	9138
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 783-912 человеческого ARHGEF1 (NP_004697.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q92888
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом