

[Проверено Ko] Кроличья Поликлональная Антитело К Atg4A Для Вб, Ифа - Q8Wyn0

Артикул: CM0024292



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на ATG4A — цистеиновую протеазу, необходимую для аутофагии. Проверена нокаутом, подходит для приложений Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческим и мышинным материалом. Нацелена на С-концевой регион (аа 289-398).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено KO] ATG4A кроличья поликлональная антитело
Примечания/Псевдонимы	APG4A; AUTL2; HsAPG4A; 4A
Вид	Человек
ID гена (человек)	115201
ID гена	115201
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 289-398 человеческого ATG4A (NP_443168.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8WYN0
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Холодовая упаковка