

Валидированное Методом Ко Поликлональное Кроличье Антитело Против Atg4D Для Wb И Elisa — Q86Tl0

Артикул: CM0020228

введение

Валидированное методом КО поликлональное кроличье антитело против ATG4D. В методе WB выявляет полосу массой 53 кДа; также подходит для ELISA. Распознаёт ATG4D человека, мыши и крысы. Предназначено для исследовательского применения в исследованиях аутофагии и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное методом КО] Кроличье поликлональное антитело к ATG4D
Примечания/синонимы	APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; 4D
Вид	Человек
Идентификатор гена	84971
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 человеческого ATG4D (NP_116274.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q86Tl0
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом