

[Ко Валидировано] Поликлональное Антитело К Atg5 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H1Y0

Артикул: CM0014691



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ATG5 (Q9H1Y0), валидировано для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований аутофагии, апоптоза и вирусных инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] ATG5 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ASP; APG5; APG5L; hAPG5; SCAR25; APG5-LIKE; ATG5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9474
ID гена	9474
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-275 человеческого ATG5 (NP_004840.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H1Y0
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом