


[Валидировано На Ko] Моноклональные Кроличьи Антитела Против Вах Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q07812

Артикул: CM0002404



введение

Кроличьи моноклональные антитела против человеческого Вах, валидированные на КО, для WB, IHC-P, ELISA. Распознают Вах человека, мыши и крысы. Полезны для исследований апоптоза. Иммуноген: синтетический пептид из Вах человека (Q07812).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] Вах кроличьи mAb
Примечания/Псевдоним	BCL2L4; Вах
Вид	Человек
GeneID (Человек)	581
GeneID	581
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07812
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом