


Валидированное Ко Кроличье Моноклональное Антитело Против Вах Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ип, Ифа - Q07812

Артикул: CM0002312



введение

Валидированное КО кроличье моноклональное антитело против человеческого белка Вах, подходящее для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИП и ИФА. Ключевой реагент для исследования апоптоза, нацеленный на белок внешней митохондриальной мембраны Вах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] Bax Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	BCL2L4; ax
Вид	Человек
Идентификатор гена	581
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 10-70 человеческого белка Вах (NP_620116.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИНС-Р), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (ИФ/ИЦХ), Иммунопреципитация (ИП), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q07812
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом