


[Валидировано Методом Ko] Кроличье Поликлональное Антитело Против Brd7 Для Wb, Elisa — Q9Npi1

Артикул: CM0020805



введение

Кроличье поликлональное антитело против BRD7, валидированное методом KO, для WB и ELISA. Валидировано на человеке; BRD7 представляет собой белок, содержащий бромодомен, участвующий в ремоделировании хроматина и передаче сигналов Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом KO] Кроличье поликлональное антитело против BRD7
Примечания/синонимы	BP75; NAG4; CELTIX1; SMARCI1; D7
Вид	Человек
GeneID (человек)	29117
GeneID	29117
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-95 человеческого BRD7 (NP_037395.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9NPI1
Молекулярная масса белка	74 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом