


Валидированное На Нокауте Поликлональное Антитело Против Brg1/Smarca4 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — P51532

Артикул: CM0020613



введение

Валидированное на нокауте кроличье поликлональное антитело против BRG1/SMARCA4, подходящее для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Для исследований ремоделирования хроматина и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированное на нокауте] Кроличье pAb против BRG1/SMARCA4
Примечания/синонимы	BRG1; CSS4; SNF2; SWI2; MRD16; RTPS2; BAF190; SNF2L4; SNF2LB; hSNF2b; BAF190A; SNF2-beta; A4
Вид	Человек
GeneID (человек)	6597
Идентификатор гена	6597
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 680-770 человеческого BRG1/SMARCA4 (NP_003063.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P51532
Молекулярная масса белка	185 кДа
Доставка	Пакет со льдом