

[Проверено Ko] Кроличья Моноклональная Антитело Против Calnexin Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27824

Артикул: CM0012533

введение

Валидированная методом нокаутирования (KO) кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий Calnexin (P27824) — шаперон эндоплазматической сети, участвующий в фолдинге гликопротеинов и контроле качества. Валидирована для применения в WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено KO] Calnexin кроличья моноклональная антитела
Примечания/Синонимы	CNX; P90; IP90
Вид	Человек
GeneID (человек)	821
GeneID	821
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого Calnexin (NP_001737.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P27824
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом