

[Валидация Ko] Поликлональное Антитело Кролика Против Cd133 Для Вб, Иф/Икк, Ип, Ифа - O43490

Артикул: CM0015973

введение

Валидированное поликлональное антитело кролика против человеческого CD133 (Проминин-1). Подходит для применения в ВБ, ИФ/ИКК, ИП и ИФА; реагирует перекрестно с мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований стволовых клеток и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KO] Поликлональное антитело кролика против CD133
Примечания/Альтернативные названия	RP41; AC133; CD133; MCDR2; STGD4; CORD12; PROML1; MSTP061; 33
Вид	Человек
ID гена (человек)	8842
ID гена	8842
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43490
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	С ледяным пакетом