

Валидированная На Ко Поликлональная Антитело Против Cd147/Bsg Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P35613

Артикул: CM0019524



введение

Валидированное на КО кроличье поликлональное антитело против человеческого CD147/BSG (Basigin, EMMPRIN). Подходит для WB и ELISA, нацелено на трансмембранный гликопротеин, участвующий в инвазии опухоли, ангиогенезе и микробной инфекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] CD147/BSG Кроличья pAb
Примечания/Псевдонимы	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAB18G; EMMPRIN; SG
Вид	Человек
ID гена (Человек)	682
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 45-200 человеческого CD147/BSG (NP_940991.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P35613
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом