

[Ко Валидировано] Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd47 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q61735

Артикул: CM0005906

введение

Валидированное методом нокаута (КО) кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD47 (IAP), идеально подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Распознает лейкоцитарный поверхностный антиген, участвующий в иммунорегуляции и исследованиях рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] CD47 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	961
ID гена	16423
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-140 мышиного CD47 (NP_034711.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61735
Молекулярная масса белка	33 кДа/35 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом