

Валидированное Нокаутом (KO) Поликлональное Кроличье Антитело Против Cdk2 Для Wb, IHC-P, Elisa — P24941

Артикул: CM0018640



введение

Валидированное нокаутом (KO) поликлональное кроличье антитело к человеческому CDK2, пригодное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Обладает перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными белками. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] Поликлональное кроличье антитело к CDK2
Примечания/Альтернативные названия	CDKN2; p33(CDK2); K2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1017
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий участку аминокислотных остатков 200-298 человеческого CDK2 (NP_001789.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Запись в SWISS	P24941
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Холодовая упаковка