


[Валидировано Кн] Кроличье Моноклональное Антитело Против Cdkn1A/P21 Для Вб, Иг-П, Ифа — P38936

Артикул: CM0003039



введение

Валидированное методом нокаута кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CDKN1A/p21 (P38936). Подходит для ВБ, ИГ-П и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований клеточного цикла, повреждений ДНК и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КН] CDKN1A/p21 кроличье моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; 21
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1026
Идентификатор гена	1026
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-164 человеческого CDKN1A/p21CIP1 (NP_000380.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P38936
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Хладоэлемент