

[Валидировано На Ko] Анти-Cdkn1A/P21 Кроличий Поликлональный Моноклональный Антитело Polymab® Для Wb, If/Icc, Elisa - P38936 / P39689

Артикул: CM0006049



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика, направленное против CDKN1A/p21, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Взаимодействует с человеческим и мышинным белком, 18 кДа. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] CDKN1A/p21 кроличий PolymAb®
Примечания/Псевдонимы	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1
Вид	Человек/Мышь
ID гена (Человек)	1026
ID гена	1026/12575
Иммуноген	Рекомбинантный белок CDKN1A/p21 человека/мыши
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P38936/P39689
Молекулярный вес белка	18 кДа
Доставка	Сумка со льдом