


[Ко Валидировано] Кроличье Моноклональное Антитело Против Cdkn1B/P27Kip1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P46527

Артикул: CM0002905



введение

Валидированное нокаутное (КО) кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CDKN1B/p27KIP1, подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований регуляции клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличье mAb против CDKN1B/p27KIP1
Примечания/Алиасы	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; CDKN1B/p27KIP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1027
GeneID	1027
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 99-198 человеческого CDKN1B/p27KIP1 (P46527).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46527
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	В пакете со льдом