


[Ко Валидировано] Кроличье Поликлональное Антитело Против Cdkn2A/P16Ink4A Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Elisa - P42771 / Q8N726

Артикул: CM0016859



введение

КО-валидированное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на CDKN2A/p16INK4a, супрессор опухолей, ингибирующий CDK4/6. Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA в образцах человека. Сырьевой материал для исследований in vitro диагностики (IVD). SWISS: P42771 / Q8N726.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличье поликлональное антитело против CDKN2A/p16INK4a
Примечания/Алиасы	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A; 4a
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1029
GeneID	1029
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-156 белка CDKN2A/p16INK4a человека (NP_000068.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦХ, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P42771/Q8N726
Молекулярная масса белка	8кДа/11кДа/12кДа/13кДа/16кДа/17кДа
Условия доставки	В пакете со льдом