

[Валидировано Ко] Кроличья Поликлональная Антитело Против Ctn2 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - P41208

Артикул: CM0026721



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на CETN2/Centrin-2, валидированная для ВБ, ИФ/ИКК и ИФА. Реагирует с пробами человека, мыши и крысы. Необходима для исследований дублирования центросом, репарации ДНК и экспорта мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КО] CETN2 кроличья pAb
Примечания/Синонимы	CALT; CEN2; N2
Вид	Человек
ID гена (человек)	1069
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-172 CETN2 человека (NP_004335.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P41208
Молекулярная масса белка	20кДа
Доставка	Айс-пак