


[Валидировано На Ко] Поликлональное Антитело Против Chchd2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9Y6H1

Артикул: CM0019690



введение

[Валидировано на КО] Поликлональное кроличье антитело против CHCHD2 — митохондриального транскрипционного фактора, связанного с болезнью Паркинсона. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с антигенами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] Кроличье поликлональное антитело против CHCHD2
Примечания/синонимы	MNRR1; NS2TP; MIX17B; PARK22; C7orf17; D2
Вид	Человек
GeneID (человек)	51142
GeneID	51142
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 75–145 человеческого CHCHD2 (NP_057223.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y6H1
Молекулярная масса белка	16 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом