


[Валидация KO] Поликлональное Антитело Против Chd1 Кролика (Pab) Для Wb, Ihc-P, Elisa - O14646

Артикул: CM0027705



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CHD1, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге, ИHC-P и ИФА. Распознает CHD1 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований ремоделирования хроматина, транскрипции и сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KO] CHD1 кроличье pAb
Примечания/Синонимы	CHD-1; PILBOS; D1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1105
GeneID	1105
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот от 1600 до С-конца человеческого CHD1 (NP_001261.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14646
Молекулярная масса белка	197 кДа
Доставка	Ледяной пакет