


Провалидированное Ко Кроличье Моноклональное Антитело Против cIap1 Для Вб, Игх-П, Ифа — Q13490

Артикул: CM0003452



введение

Провалидированное КО кроличье моноклональное антитело к человеческому cIAP1 (Q13490), подходит для ВБ, ИГХ-П и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с людьми и крысами. Идеально подходит для исследования апоптоза, сигнального пути NF-κB и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Провалидированное КО] cIAP1 кроличье моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	API1; MINB; HIAP2; RNF48; cIAP1; Hiap-2; c-IAP1; P1
Вид	Человек
ID гена (человек)	329
ID гена	329
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого cIAP1 (Q13490).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q13490
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Холодильный пакет