


[Валидировано На Ко] Поликлональные Кроличьи Антитела Против Cirbp Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14011

Артикул: CM0027336



введение

Валидированные на КО поликлональные кроличьи антитела против холодоиндуцибельного РНК-связывающего белка (CIRBP). Подходят для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными, крысиными образцами. Исследования стрессового ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] Кроличьи pAb против CIRBP
Примечания/Псевдоним	CIRP; BP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1153
GeneID	1153
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-172 человеческого CIRBP (NP_001271.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14011
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка со льдом