


[Валидировано KO] Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Csde1 Для Wb, Elisa - O75534

Артикул: CM0022933



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого CSDE1 (UniProt O75534), валидированное для применения в вестерн-блоттинге и ELISA. Реагирует с образцами человека и мыши. Идеально подходит для изучения РНК-связывающего белка CSDE1, участвующего в обороте мРНК и формировании стрессовых гранул.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Кроличье поликлональное антитело CSDE1
Примечания/альтернативные названия	UNR; D1S155E; E1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7812
GeneID	7812
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 369-600 человеческого CSDE1 (NP_009089.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O75534
Молекулярная масса белка	89 кДа
Условия доставки	Сумка со льдом