


[Ko Validated] Поликлональные Антитела Кролика К Csde1 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O75534

Артикул: CM0030220



введение

Валидированные с помощью нокаута (KO) поликлональные антитела кролика к CSDE1 (UNR), подходящие для WB, IF/ICC, IP, ELISA. Распознают CSDE1 человека и мыши. Идеально подходят для исследований трансляционной регуляции и стрессовых гранул.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] CSDE1 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	UNR; D1S155E; E1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7812
GeneID	7812
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 369-600 CSDE1 человека (NP_009089.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O75534
Молекулярная масса белка	89 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом