


Валидированное На Ко Кроличье Моноклональное Антитело Против Циклина B1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P14635

Артикул: CM0003953



введение

Валидированное на КО кроличье моноклональное антитело против Циклина B1 для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, реагирующее с человеческим белком. Нацелено на ключевой регулятор клеточного цикла, необходимый для перехода G2/M и активации CDK1. Рекombинантный иммуноген.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] Циклин B1 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	CCNB; B1
Вид	Человек
GeneID (человек)	891
GeneID	891
Иммуноген	Рекombинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 3-177 человеческого Циклина B1 (P14635)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14635
Молекулярный вес белка	48кДа
Доставка	В ледяном пакете