


[Проверено На Ко] Мышонные Моноклональные Антитела К Циклину D1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - P24385

Артикул: CM0003775



введение

Проверенные на КО кроличьи моноклональные антитела, направленные против Циклина D1 (BCL1/PRAD1). Подходят для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований перехода клеточного цикла G1/S и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено на КО] Циклин D1 (Cyclin D1) кроличьи mAb
Примечания/Псевдоним	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; D1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	595
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 196-295 человеческого Циклина D1 (P24385).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24385
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент