

Валидированное На Ко Анти-Cypor (Por) Поликлональное Антитело Кролика Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P16435

Артикул: CM0027495



введение

Валидированное на КО поликлональное антитело кролика против человеческого NADPH-цитохром P450 редуктазы (CYPOR/POR). Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознает человеческий, мышинный и крысиный CYPOR. Разработано для исследований IVD и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] CYPOR кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CPR; CYPOR; P450R; OR
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5447
ID гена	5447
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого CYPOR (NP_000932.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16435
Молекулярный вес белка	77кДа
Доставка	Сумка со льдом