

[Ко Валидировано] Кроличье Поликлональное Антитело К Цитокератину 20 (Krt20) Для Wb, If/Icc, Elisa - P35900

Артикул: CM0024403

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому цитокератину 20 (CK20/KRT20), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходит для исследований дифференцировки кишечного эпителия, организации кератиновых филаментов и секреции муцина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КО Валидировано] Кроличье pAb к цитокератину 20 (KRT20)
Примечания/Альтернативные названия	K20; CD20; CK20; CK-20; KRT21; 0)
Вид	Человек
GeneID (человек)	54474
GeneID	54474
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35900
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	В пакете со льдом