

[Валидация Ko] Кроличья Поликлональная Антитела Против Цитокератина 8 Для Вб - P05787

Артикул: CM0019049



введение

Кроличья поликлональная антитело с валидацией нокаутом (KO), направленная против цитокератина 8 (KRT8). Предназначена для применения в Вестерн-блоттинге, перекрестно реагирует с образцами человека и мыши. Идеально подходит для изучения эпителиальных промежуточных филаментов, кератиновых сетей и связанных с ними патологий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KO] Цитокератин 8 кроличья поликлональная антитела
Примечания/алиасы	K8; KO; CK8; СК-8; CYK8; K2C8; CARD2; 8
Вид	Человек
ID гена (человек)	3856
ID гена	3856
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 380-480 цитокератина 8 человека (NP_002264.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вб
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P05787
Молекулярная масса белка	54 кДа/56 кДа
Доставка	Хладоэлемент